

Biomedics® 55 Evolution



Utformet for å gi høy komfort og ytelse til en overkommelig pris.




Hvis du er ute etter kontaktlinser av god kvalitet til en overkommelig pris og legger vekt på komfort, bør du prøve CooperVisions Biomedics® 55 Evolution.

Biomedics® 55 Evolution gir skarpt og tydelig syn både for nærsynte og langsynte. Biomedics 55 Evolution-linsene er utformet for å minimere interaksjonen mellom øyelokket og kontaktlinsen og gi en mer behagelig linseopplevelse.

Byttefrekvens

 Hver måned

Korrigerer

 Nærsynthet

 Langsyndet

Egenskapene du kommer til å elske

- Aberration Neutralizing System™ forbedrer synskvaliteten ved å minimere den ujevne optikken* som ofte forekommer i øynene.¹
- UV-beskyttelsen beskytter øynene mot ultrafiolett stråling og bidrar til å ta vare på øyehelsen.[†]

* Sfærisk aberrasjon.

† Advarsel: UV-absorberende kontaktlinser kan ikke erstatte UV-absorberende øyebeskyttelse som briller eller solbriller siden de ikke dekker hele øyet og omkringliggende område. anbefalt UV-beskyttelse.

Referanser:

1. Kollbaum P and Bradley A. Aspheric contact lenses: fact and fiction. Contact Lens Spectrum 2005;20:34–9.

©2021 CooperVision

Biomedics® og CooperVision® er registrerte varemerker som tilhører The Cooper Companies Inc. med datterselskaper. Aberration Neutralizing System™ er et varemerke som tilhører The Cooper Companies Inc. med datterselskaper.